


 L'expertise des soins complexes et coordonnés à domicile	Tutoriel : Paramétrage et connexion à Mobisoins	Codification : SI-FT 28	Création : 14/12/2022
		Version : 1.4	Mise à jour : 14/12/2022

1. Téléchargement de Mobisoins


- **Télécharger Mobisoins V2** à partir du store d'applications qui convient en recherchant « *Mobisoins V2* » puis en cliquant sur **Obtenir** ou **Installer** selon le système sur lequel vous êtes.



2. Ecran de connexion de Mobisoins

- **Lancer Mobisoins.**

L'application **affiche** un écran de connexion :




- 1- Zone d'identifiant et de mot de passe communiqué par mail
- 2- Bouton de connexion
- 3- Préférences / réglages
- 4- Permet de recevoir un mot de passe provisoire en cas d'oubli

3. Paramétrage initial de Mobisoins

Ces opérations ne seront à faire **qu'une seule fois** après l'installation de Mobisoins.

- Sur l'écran de connexion, **cliquer sur Préférences (3)**.



- Dans la section **CLIENTS**, cliquer sur **Ajouter un client** puis saisir « *parishadfrance* ».
- Cliquer sur **Charger** pour que le client soit bien chargé.

- Dans la section **CONFIGURATION**, cliquer sur **Mobisoins**



- Dans la section **OPTIONS DU CACHE**, cliquer sur **Utilisation du cache**.

- Dans la section **OPTIONS DE (DE)CONNEXION**, cliquer sur **Sauvegarde de l'identifiant** et indiquer **4 heures**

- Dans la section **OPTIONS DE SYNCHRONISATION**, tout cocher et indiquer un **intervalle de synchronisation de 30 minutes**

4. Lancement de Mobisoins

- Rentrer son identifiant et son mot de passe, puis cliquer sur **Connexion**.